

Wb, Elisa용 항G6Pd 토끼 단클론 항체 - P11413

품목 번호: CM0002292



소개

인간 G6PD에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 오타당 인산 경로의 핵심 효소인 내인성 G6PD(~59 kDa)를 검출합니다. 대사 및 빈혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	G6PD 토끼 mAb
비고/별칭	G6PD1; G6PD
종	인간
GeneID (인간)	2539
GeneID	2539
면역원	인간 G6PD (P11413)의 아미노산 400-500에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11413
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스 팩