

Anti-G6Pd Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11413

품목 번호: CM0011775



소개

사람 G6PD에 대한 고친화성 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫트 G6PD를 검출합니다. 대사 경로 및 산화환원(redox) 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	G6PD Rabbit mAb
비고/별칭	G6PD1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2539
GeneID	2539
면역원(Immunogen)	사람 G6PD (NP_001035810.1)의 아미노산 416-515 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P11413
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)