

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-G6Pd 토끼 다클론 항체 - P11413

품목 번호: CM0015015



소개

사람, 마우스 및 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 G6PD 토끼 다클론 항체입니다. 오타당 인산 경로, NADPH 대사 및 적혈구 효소병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	G6PD 토끼 pAb
비고/별칭	G6PD1; G6PD
종	사람
GeneID (사람)	2539
GeneID	2539
면역원	사람 G6PD(NP_001035810.1)의 아미노산 415-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P11413
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩