


Wb, If/Icc, Elisa용 항Gaa 토끼 다클론 항체 - P10253

품목 번호: CM0028260



소개

인간 리소좀 알파-글루코시다아제(GAA)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차반응성을 보입니다. 글리코겐 분해에 필수적이며 글리코겐 저장병 연구에 관련되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GAA 토끼 pAb
비고/별칭	LYAG; GAA
종	인간
유전자ID (인간)	2548
유전자ID	2548
면역원	인간 GAA (NP_000143.2)의 아미노산 350-450 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10253
단백질 분자량	105kDa
배송 방식	아이스 팩