

Wb, Elisa용 Anti-Gab1 토끼 단일클론 항체 - Q13480

품목 번호: CM0007239



소개

인간 GAB1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 성장 인자 수용체 신호 전달 및 MET/HGF 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAB1 Rabbit mAb
비고/별칭	DFNB26; GAB1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2549
면역원(Immunogen)	인간 GAB1의 아미노산 594-694에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_002030.2)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q13480
단백질 분자량	76 kDa/80 kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)