

Wb 및 Elisa용 Anti-Gab1 토끼 다클론 항체 - Q13480

품목 번호: CM0026237



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 고품질 인간 GAB1 대상 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신호 전달 경로에서 GRB2 연관 결합 단백질 1(Grb2-associated binding protein 1)을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAB1 토끼 pAb
비고/별칭	DFNB26; GAB1
종	인간
GeneID (인간)	2549
GeneID	2549
면역원	제조항 단백질 인간 GAB1(NP_002030.2)의 아미노산 594-694에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13480
단백질 무게	77kDa
배송	아이스팩