

Anti-Gaba Transaminase (Abat) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P80404

품목 번호: CM0030592

소개

인간 GABA transaminase (ABAT)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. GABA 대사 및 신경계 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 제품명            | GABA transaminase (ABAT) Rabbit pAb              |
| 비고/별칭          | GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminase (ABAT) |
| 종              | Human (인간)                                       |
| GeneID (Human) | 18                                               |
| GeneID         | 18                                               |
| 면역원            | 재조합 단백질                                          |
| 공급원            | Rabbit (토끼)                                      |
| 카테고리           | Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)                  |
| 애플리케이션         | WB, IF-P, ELISA                                  |
| 교차 반응성         | Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)                  |
| SWISS          | P80404                                           |
| 단백질 크기         | 56kDa                                            |
| 배송             | 아이스백                                             |