

Wb, Elisa용 Anti-Gabarap 단일클론 항체 - O95166

품목 번호: CM0009468



소개

인간 GABARAP을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 자가포식 및 세포 내 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABARAP 토끼 mAb
비고/별칭	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
종	인간
GeneID (Human)	11337
GeneID	11337
면역원	인간 GABARAP(O95166)의 아미노산 1-100번 이내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95166
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩