

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gabarap 다클론 항체 - O95166

품목 번호: CM0013774



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 GABARAP 토끼 다클론 항체. 자가포식 및 GABA(A) 수용체 수송에 중요한 단백질인 인간, 마우스, 랫드 GABARAP을 검출합니다. 신경학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABARAP 토끼 pAb
비고/별칭	MM46, ATG8A, GABARAP-a, GABARAP
종	인간
유전자 ID (인간)	11337
유전자 ID	11337
면역원	인간 GABARAP(NP_009209.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95166
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백