

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gabarap 폴리클로날 항체 - O95166

품목 번호: CM0016952



소개

GABARAP에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 자가포식 및 GABA 수용체 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABARAP Rabbit pAb
비고/별칭	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
종	인간
유전자 ID (인간)	11337
유전자 ID	11337
면역원	합성 펩타이드 인간 GABARAP (NP_009209.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95166
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백