


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Gabarapl1 단클론 항체 - Q9H0R8

품목 번호: CM0005460



소개

인간 GABARAPL1에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 오토파지 및 수용체 수송에 관여하는 단백질을 표적으로 합니다. 신경과학 및 세포생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GABARAPL1 토끼 mAb
비고/별칭	GABARAPL1; APG8-LIKE; APG8L; ATG8; ATG8B; ATG8L; GEC1; GABA type A 수용체 연관 단백질 유사 1
종	인간
유전자 ID	23710
면역원	합성 펩타이드 인간 GABARAPL1 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. (NP_113600.1).
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0R8
단백질 분자량	14kDa/17kDa
배송	아이스 팩