


Wb, Elisa용 Anti-Gabarapl1 Rabbit Polyclonal 항체 - Q9H0R8

품목 번호: CM0028183



소개

GABARAPL1(GEC1, ATG8L)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 자가포식 및 오피오이드 수용체 이동에 대한 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	GABARAPL1 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG8, GEC1, APG8L, ATG8B, ATG8L, APG8-LIKE, GABARAPL1
종	인간
GeneID (인간)	23710
GeneID	23710
면역원	합성 펩타이드 인간 GABARAPL1 (NP_113600.1)의 아미노산 1-50에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0R8
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백