


Wb, Elisa용 Anti-Gabarapl2 다클론 항체 - P60520

품목 번호: CM0020665



소개

인간 GABARAPL2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 자가포식 및 골지체 내 수송에 관여하는 단백질을 표적으로 하며, 세포생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABARAPL2 토끼 pAb
비고/별칭	ATG8; GEF2; ATG8C; GEF-2; GATE16; GATE-16; GABARAPL2
종	인간
유전자 ID	11345
면역원	인간 GABARAPL2(NP_009216.1)의 아미노산 1-50 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P60520
단백질 분자량	14kDa
배송	얼음팩