


Wb, Elisa용 Anti-Gabarapl2 Rabbit Monoclonal Antibody - P60520

품목 번호: CM0010528



소개

인간 GABARAPL2 (GATE-16)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 14 kDa, 면역원 aa 38-117. 자가포식 및 골지체 내 수송 연구에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GABARAPL2 Rabbit mAb
비고/별칭	ATG8, GEF2, ATG8C, GEF-2, GATE16, GATE-16, FLC3A, GABARAPL2
종	인간
GeneID (인간)	11345
GeneID	11345
면역원	합성 펩타이드: 인간 GABARAPL2 (P60520)의 아미노산 38-117 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60520
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백