

Anti-Gabpa 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q06546

품목 번호: CM0017056

소개

인간 GA-결합 단백질 알파 체인(GABPA/NRF2α)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABPA Rabbit pAb
비고/별칭	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
종	인간
유전자 ID (인간)	2551
유전자 ID	2551
면역원	인간 GABPA (NP_002031.2)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q06546
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백