

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gabpa Rabbit Polyclonal Antibody - Q06546

품목 번호: CM0027767

소개

인간 GABPA(GA-결합 단백질 알파 사슬)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 적용 분야에서 검증됨. 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 교차 반응. 연구용으로만 사용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABPA Rabbit pAb
비고/별칭	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
종	인간
유전자 ID (인간)	2551
유전자 ID	2551
면역원	인간 GABPA (NP_002031.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q06546
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백