

Wb 및 Elisa용 항Gabpb1 다클론 항체 - Q06547

품목 번호: CM0029636

소개

핵 암호화 미토콘드리아 유전자를 조절하는 전사인자 GABPB1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 교차반응합니다; 42kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GABPB1 토끼 pAb
비고/별칭	E4TF1; GABPB; BABPB2; E4TF1B; GABPB2; NRF2B1; NRF2B2; GABPB-1; E4TF1-47; E4TF1-53; GABPB1
종	인간
GeneID (인간)	2553
GeneID	2553
면역원	인간 GABPB1 (NP_005245.2)의 아미노산 231-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q06547
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백