

## 웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Gabpb2 폴리클론 항체 - Q8Tak5

품목 번호: CM0030930

### 소개

인간 GABPB2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트 샘플에 적용 가능. GA-풍부 반복 서열을 포함하는 전사 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GABPB2 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭       | GABPB-2; GABPB2                                                  |
| 종           | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 126626                                                           |
| 유전자 ID      | 126626                                                           |
| 면역원         | 인간 GABPB2 (NP_653219.1)의 아미노산 239-448에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                               |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                         |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                          |
| SWISS       | Q8TAK5                                                           |
| 단백질 분자량     | 49kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                             |