


Wb, Elisa용 Anti-Gabra1 폴리클로날 항체 - P14867

품목 번호: CM0014013



소개

인간 GABRA1 (GABAAR alpha-1)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 억제성 신경 전달 및 간질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABRA1 Rabbit pAb
비고/별칭	EJM; ECA4; EJM5; DEE19; EIEE19; GABRA1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2554
유전자 ID	2554
면역원	재조합 단백질 인간 GABRA1 (NP_000797.2)의 아미노산 28-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P14867
단백질 분자량	52 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)