

Anti-Gabra2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P47869

품목 번호: CM0022610



소개

GABA(A) 수용체 알파-2 서브유닛에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 인간 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경과학 연구 및 간질 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GABRA2 Rabbit pAb
비고/별칭	DEE78; EIEE78; GABRA2
종	인간
유전자 ID	2555 (Human)
면역원	인간 GABRA2 (NP_000798.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P47869
단백질 무게	51kDa
배송	아이스백