


Wb 및 Elisa용 항-Gabra3 토끼 다클론 항체 - P34903

품목 번호: CM0015917



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-GABRA3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 래트 GABRA3와 반응합니다. 억제성 신경전달물질 및 이온 채널 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GABRA3 토끼 pAb
비고/별칭	EPILX2; GABRA3
종	인간
유전자ID (인간)	2556
유전자ID	2556
면역원	인간 GABRA3 (NP_000799.1)의 아미노산 29-276번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P34903
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩