

Wb, Elisa용 항-Gabra5 다클론 항체 - P31644

품목 번호: CM0017253



소개

감마-아미노부티르산 수용체 서브유닛 알파-5(GABRA5)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 나타내며 WB 및 ELISA에 적합합니다. GABA성 신호 전달 및 신경 장애 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GABRA5 토끼 pAb
비고/별칭	DEE79; EIEE79; GABRA5
종	인간
GeneID (인간)	2558
GeneID	2558
면역원	인간 GABRA5 (NP_000801.1)의 아미노산 32-259번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31644
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩