

Wb 및 Elisa용 Anti-Gabra5 토끼 다클로날 항체 - P31644

품목 번호: CM0030552



소개

GABA(A) 수용체 알파-5 서브유닛(GABRA5)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GABRA5 Rabbit pAb
비고/별칭	DEE79; EIEE79; GABRA5
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	2558
유전자 ID	2558
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P31644
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백