

Anti-Gabrg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8N1C3

품목 번호: CM0015193

소개

인간 GABRG1(GABA(A) 수용체 감마-1 서브유닛)을 표적하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합; 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 억제성 신경전달물질 수용체 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABRG1 Rabbit pAb
비고/별칭	GABRG1
종	인간
GeneID (인간)	2565
GeneID	2565
면역원	제조합 단백질 인간 GABRG1 (NP_775807.2)의 아미노산 200-260에 해당하는 서열을 포함한 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N1C3
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩