


Wb 및 Elisa용 Anti-Gabrr1 토끼 다클로날 항체 - P24046

품목 번호: CM0026692



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-GABRR1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 GABRR1(rho-1 GABA 수용체 서브유닛)을 인식합니다. 망막 및 소뇌 신경전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GABRR1 Rabbit pAb
비고/별칭	GABRR1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	2569
GeneID	2569
면역원(Immunogen)	인간 GABRR1 (NP_002033.2)의 아미노산 365-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P24046
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)