


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Gad65/Gad2 단일클론 항체 - Q05329

품목 번호: CM0006565



소개

인간 GAD65/GAD2(글루타메이트 탈탄산효소 2)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. GABA 생합성 및 신경학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAD65/GAD2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	GAD65; GAD65/GAD2
종	사람
유전자 ID(사람)	2572
면역원	인간 GAD65/GAD2(NP_000809.1)의 아미노산 1~125번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q05329
단백질 분자량	65kDa
배송 조건	아이스팩