


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Gad65/Gad2 토끼 다클로날 항체 - Q05329

품목 번호: CM0015687



소개

GABA 합성 효소인 인간 GAD65/GAD2에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 신경과학 및 자가면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAD65/GAD2 Rabbit pAb
비고/별칭	GAD65; GAD65/GAD2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2572
항원(Immunogen)	인간 GAD65/GAD2 (NP_001127838.1)의 아미노산 401-585에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q05329
단백질 분자량	65 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)