


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Gad67/Gad1 폴리클로날 항체 - Q99259

품목 번호: CM0030383



소개

WB, IF-P, ELISA용 인간 GAD67/GAD1 (GABA 합성 효소)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 신경과학 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAD67/GAD1 Rabbit pAb
비고/별칭	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2571
GeneID	2571
면역원(Immunogen)	인간 GAD67/GAD1 (NP_000808.2)의 아미노산 141-240 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99259
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)