


Wb 및 Elisa용 Anti-Gad67/Gad1 토끼 단일클론 항체 - Q99259

품목 번호: CM0003224



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-GAD67/GAD1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 GAD67를 검출합니다. 신경과학, 신경생물학 및 GABA 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAD67/GAD1 Rabbit mAb
비고/별칭	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89; GAD67/GAD1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2571
GeneID	2571
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 GAD67/GAD1 (Q99259)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99259
단백질 크기(Protein Weight)	67kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)