

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gadd45A 토끼 다클론 항체 - P24522

품목 번호: CM0021059



### 소개

GADD45A(DDIT1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 종과 반응합니다. DNA 손상 및 세포 주기 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GADD45A 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | DDIT1; GADD45; GADD45A                                          |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 1647                                                            |
| GeneID      | 1647                                                            |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 GADD45A(NP_001915.1)의 아미노산 1-165 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 출처          | 토끼                                                              |
| 분류          | 다클론 항체                                                          |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                     |
| SWISS       | P24522                                                          |
| 단백질 분자량     | 18kDa                                                           |
| 배송          | 아이스팩                                                            |