


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gadd45G 토끼 다클론 항체 - O95257

품목 번호: CM0014724



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 GADD45G(CR6/DDIT2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 세포 성장 정지, 세포사멸 및 스트레스 반응성 MAPK 신호 전달에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GADD45G 토끼 pAb
비고/별칭	CR6; DDIT2; GRP17; GADD45gamma; GADD45G
종	인간
유전자 ID(인간)	10912
유전자 ID	10912
면역원	인간 GADD45G(NP_006696.1)의 아미노산 90-159에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95257
단백질 분자량	17kDa
배송 조건	아이스팩