

Wb 및 Elisa용 Anti-Gal3St4 토끼 다클로날 항체 - Q96Rp7

품목 번호: CM0026059

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 GAL3ST4 (galactose-3-O-sulfotransferase 4)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. O-연결 당단백질의 황산화 경로를 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAL3ST4 Rabbit pAb
비고/별칭	GAL3ST-4; GAL3ST4
종	인간(Human)
유전자 ID	79690
면역원	인간 GAL3ST4 (NP_078913.3)의 아미노산 137-486에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96RP7
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)