

## Anti-Galactosidase Alpha (Gla) Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P06280

품목 번호: CM0018286



### 소개

인간 알파-갈락토시다이스 A(GLA)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 리소좀 당스핑고지질 대사 및 파브리병 연구를 지원합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Galactosidase alpha (GLA) Rabbit pAb                                                         |
| 비고/별칭          | GALA; Galactosidase alpha (GLA)                                                              |
| 종              | 인간                                                                                           |
| GeneID (Human) | 2717                                                                                         |
| GeneID         | 2717                                                                                         |
| 면역원            | 재조합 단백질 (인간 Galactosidase alpha (GLA) (NP_000160.1)의 아미노산 150-429에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질) |
| 원산지            | 토끼                                                                                           |
| 카테고리           | 폴리클론 항체                                                                                      |
| 적용 분야          | WB, ELISA                                                                                    |
| 교차 반응성         | 인간                                                                                           |
| SWISS          | P06280                                                                                       |
| 단백질 분자량        | 49kDa                                                                                        |
| 배송             | 아이스백                                                                                         |