

Anti-Gale (Udp-글루코스 4-에피머레이스) 폴리클론항체 For Wb, Ihc-P, Elisa - Q14376

품목 번호: CM0030391



소개

GALE Rabbit pAb는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 GALE (UDP-글루코스 4-에피머레이스)을 검출합니다. 갈락토오스 대사 및 당단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GALE Rabbit pAb
비고/별칭	SDR1E1; GALE
종	인간
GeneID (Human)	2582
GeneID	2582
면역원	인간 GALE (NP_001121093.1)의 아미노산 129-348 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14376
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백