

Wb, If/Icc, Elisa용 항갈렉틴-1 다클론 항체 - P09382

품목 번호: CM0020165



소개

인간 갈렉틴-1(LGALS1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포사멸, 세포 증식 및 면역 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	갈렉틴 1/LGALS1 토끼 pAb
비고/별칭	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
종	인간
유전자ID (인간)	3956
유전자ID	3956
면역원	인간 갈렉틴 1/LGALS1 (NP_002296.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P09382
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩