

Wb, Elisa용 항-갈렉틴 1/Lgals1 다클론 항체 - P09382

품목 번호: CM0020037



소개

이 토끼 다클론 항체는 세포사멸과 면역 조절에 관여하는 주요 렉틴인 인간 갈렉틴-1(LGALS1)을 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드 샘플에도 교차 반응하여 중개 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] Galectin 1/LGALS1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	GBP; GAL1; S1
종	인간
GeneID	3956
면역원	인간 Galectin 1/LGALS1의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002296.1)
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P09382
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩