

Anti-Galectin 1/Lgals1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P09382

품목 번호: CM0002828



소개

인간 Galectin 1/LGALS1에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포사멸, 면역 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Galectin 1/LGALS1 Rabbit mAb
비고/별칭	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
종	인간
GeneID (인간)	3956
GeneID	3956
면역원	인간 Galectin 1/LGALS1 (NP_002296.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09382
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백