


Wb, If/Icc, Ip, Fc, Elisa용 항 Galectin 3/Lgals3 토끼 단일클론 항체 - P17931

품목 번호: CM0008421



소개

인간 Galectin-3/LGALS3에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 Galectin-3를 검출합니다. 력틴 매개 과정, 염증 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Galectin 3/LGALS3 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
종	인간
유전자 ID (인간)	3958
면역원	인간 Galectin 3/LGALS3(NP_002297.2)의 아미노산 1~250번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P17931
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩