


항-Galectin 3/Lgals3 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P17931

품목 번호: CM0005590



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 Galectin 3/LGALS3 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 렉틴 매개 세포 접착, 염증 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Galectin 3/LGALS3 토끼 mAb
비고/별칭	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
종	인간
유전자ID (인간)	3958
유전자ID	3958
면역원	합성 펩티드 (인간 Galectin 3/LGALS3 (P17931)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17931
단백질 분자량	26kDa
배송 방법	아이스백