


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Galectin 4/Lgals4 단일클론 항체 - P56470

품목 번호: CM0007949



소개

인간 Galectin 4/LGALS4에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 접합체 조립 및 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Galectin 4/LGALS4 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4
종	인간
유전자 ID (인간)	3960
유전자 ID	3960
면역원	합성 펩타이드 인간 Galectin 4/LGALS4 (P56470)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P56470
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백