


Wb, If-P, Elisa용 항-갈렉틴 4/Lgals4 토끼 다클론 항체 - P56470

품목 번호: CM0021987



소개

인간 Galectin-4에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 갈락토스 결합 렉틴 기능 및 부착연접 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Galectin 4/LGALS4 토끼 pAb
비고/별칭	GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4
종	인간
유전자 ID (인간)	3960
면역원	인간 Galectin 4/LGALS4의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_006140.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P56470
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩