

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Galns Rabbit Polyclonal Antibody - P34059

품목 번호: CM0026419



소개

인간 N-아세틸갈락토사민-6-설파타제(GALNS)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 GALNS를 검출합니다. 점액다당증 IVA를 포함한 리소좀 축적병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GALNS Rabbit pAb
비고/별칭	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
종	인간
유전자 ID	2588
면역원	인간 GALNS (NP_000503.1)의 아미노산 353-522에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P34059
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백