

Anti-Galnt2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10471

품목 번호: CM0027567



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 GALNT2 (GalNAc-T2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. O-글리코실화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GALNT2 Rabbit pAb
비고/별칭	CDG2T; GalNAc-T2; GALNT2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2590
유전자 ID	2590
면역원	인간 GALNT2 (NP_004472.1)의 아미노산 442-571에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q10471
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백