

Wb 및 Elisa용 항-Galnt3 다클론 항체 - Q14435

품목 번호: CM0026055

소개

인간 GALNT3(GalNAc-T3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. O-연결 당화, 미신 생물학 및 FGF23 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

핵심 매개변수	사양
제품명	GALNT3 토끼 pAb
비고/별칭	HHS; HFTC; HFTCI; GalNAc-T3; GALNT3
종	인간
유전자 ID (인간)	2591
면역원	인간 GALNT3 (NP_004473.2)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14435
단백질 분자량	73kDa
배송 방식	아이스백