

Anti-Galnt3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14435

품목 번호: CM0018498

소개

인간 GALNT3 (GalNAc-T3)에 특이적인 Rabbit polyclonal antibody입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. O-글리코실화 및 FGF23 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GALNT3 Rabbit pAb
비고/별칭	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
종	인간
유전자 ID (인간)	2591
유전자 ID	2591
면역원	인간 GALNT3 (NP_004473.2)의 아미노산 43-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14435
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백