

Wb, Elisa용 Anti-Galnt6 폴리클로날 항체 - Q8Ncl4

품목 번호: CM0017579

소개

인간 GALNT6 (GalNAc-T6)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. O-연결 당화, 태아암성 피브로넥틴 합성 및 FGF23 변형 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GALNT6 Rabbit pAb
비고/별칭	GalNAcT6; GALNAC-T6; GALNT6
종	인간
GeneID (인간)	11226
GeneID	11226
면역원	제조합 단백질 인간 GALNT6 (NP_009141.2)의 아미노산 30-140에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NCL4
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩