

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Galnt7 다클론 항체 - Q86Sf2

품목 번호: CM0018997



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 GALNT7 토끼 다클론 항체입니다. O-연결 올리고당 생합성에 필수적인 골지체 상주 당펩타이드 전이효소인 인간 N-아세틸갈락토사미닐전이효소 7(75kDa)을 특이적으로 검출합니다. 당생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GALNT7 토끼 pAb
비고/별칭	GalNAcT7; GALNAC-T7; GALNT7
종	인간
유전자 ID(인간)	51809
유전자 ID	51809
면역원	인간 GALNT7(NP_059119.2)의 아미노산 30-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86SF2
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스팩