

Wb, Elisa용 항-Galp 다클론 항체 - Q9Ubc7

품목 번호: CM0020628

소개

인간 GALP에 대한 토끼 다클론 항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 GALP를 인식합니다. 신경펩타이드 기능, 시상하부 신호전달 및 항미생물 활성을 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GALP 토끼 pAb                                                      |
| 비고/별칭       | GALP                                                             |
| 종           | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 85569                                                            |
| 면역원         | 인간 GALP (NP_149097.1)의 아미노산 25-116에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원         | 토끼                                                               |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                      |
| SWISS       | Q9UBC7                                                           |
| 단백질 분자량     | 13kDa                                                            |
| 배송 방식       | 아이스백                                                             |