


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Galt 폴리클로날 항체 - P07902

품목 번호: CM0018920



소개

인간 GALT(갈락토스-1-인산 유리딜릴트랜스퍼라제)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응함. 예측 분자량 43 kDa. 갈락토스 대사 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GALT 토끼 pAb
비고/별칭	GALT; 갈락토스-1-인산 유리딜릴트랜스퍼라제
종	인간
유전자 ID	2592
면역원	인간 GALT (NP_000146.2)의 아미노산 1-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07902
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백