

웨스턴 블롯용 Anti-Gamma-Synuclein 단일클론 항체 - O76070

품목 번호: CM0011100

소개

인간 감마-시뉴클레인(O76070)에 대해 제작된 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차반응합니다. 신경섬유 무결성 및 신경퇴행성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	감마-시뉴클레인 토끼 mAb
비고/별칭	SR, BCSG1, 감마-시뉴클레인
종	인간
GeneID (인간)	6623
GeneID	6623
면역원	합성 펩타이드 인간 감마-시뉴클레인(O76070)의 아미노산 48-127에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원산	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O76070
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백